

FICHE TECHNIQUE

Référence	474036A
Désignation	PREMIUM 4ml EDTA K3 BAGUE NOIRE FERMETURE VISSANTE ETIQUETTE TRANSPARENTE x50



Description :

- ✓ Vacuette 4ml avec bouchon à vis
- ✓ Couleur bouchon : lavande
- ✓ Bague : noire
- ✓ Dimensions : 75 x 13 mm
- ✓ EDTA K3
- ✓ Etiquette transparente

- ✓ Durée de vie : 18 mois

Unité de vente :

50 tubes
