

## Potassium sulfate RPE-ACS-ISO-Pour analyse-Reag. Ph.Eur.- Reag. USP g 1000

<b>Code produit</b>	474167
<b>Volume</b>	g 1000
<b>Conditionnement</b>	Pot en plastique
<b>Unité de vente</b>	EA
<b>Grade</b>	Qualité Analytique
<b>Application</b>	RPE-ACS-ISO-Pour analyse-Reag. Ph.Eur.-Reag. USP
<b>CAS N.</b>	7778-80-5
<b>Molécule</b>	Potassium sulfate
<b>Spécifications</b>	474160
<b>Msds</b>	553