

17 Mai 2016

## Potassium sulfocyanure RPE-ACS-Pour analyse-Reag. Ph.Eur.- Reag. USP g 250

<b>Code produit</b>	474355
<b>Volume</b>	g 250
<b>Conditionnement</b>	Pot en plastique
<b>Unité de vente</b>	EA
<b>Grade</b>	Qualité Analytique
<b>Application</b>	RPE-ACS-Pour analyse-Reag. Ph.Eur.-Reag. USP
<b>CAS N.</b>	333-20-0
<b>Molécule</b>	Potassium sulfocyanure
<b>Spécifications</b>	474350
<b>Msds</b>	283