

Ref. MPH **07GV0707U**

Marque : Type :

JET GANT VINYLE

06/11/2015

CARACTERISTIQUES GENERALES

Par BOITE (=UC)

Couleur TRANSPARENT
 Origine Chine
 Taille S

Poids à la pièce 4,20 g
 Quantité 100 gants
 Caractéristique NON POUFRE

COMPOSITION

VINYLE NATUREL

**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

NON STERILE / AMBIDEXTRE / MANCHETTE A BORD OURLES AQL 1,5

NORME

Contact alimentaire, EN 420, EN 455-1/2

EPAISSEUR DES DOIGTS en mm (+/-0,02) : 0,08 /
 DE LA PAUME : 0,08
 LONGUEUR (en mm) : du gant : 240 / de la paume : 89
 du pouce : 56 / de l'index : 65 / du majeur : 79

de l'annulaire : 68 / du petit doigts : 52

ELONGATION JUSQU'À CASSE AVANT / APRES VIEILLISSEMENT en % : 330 - 310
 RESISTANCE AVANT / APRES VIEILLISSEMENT en Mpa : 9,3 - 9,3

Référence douanière : 39262000

INFOS COMMERCIALES

Quantité de gants par unité de vente : 1 000

Utilisation :
 Tous les domaines.

Présentation :
 Vinyle naturel

Bénéfices client :
 Barrière efficace contre les souillures et contaminations.

CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES

	Unité de vente	Sous-condt.	Sur-condt.
Type	CARTON	BOITE CARTON	
Quantité UC	10	1	
Poids kg	5,10		
Longueur cm	25,00	21,00	
Largeur cm	22,00	12,00	
Hauteur cm	26,50	5,00	
Code EAN	3378927508716	3378927508709	

PALETTISATION

Type de palette	80x120
UV par niveau	12
Nombre de niveaux	7
UV par palette	84
Hauteur palette en m	2,01
Volume UV en m3	0,0232



Les informations ci-dessus sont données à titre indicatif et sont non-contractuelles.
 Les caractéristiques des produits peuvent être modifiées sans préavis en fonction des contraintes d'approvisionnement et de production. Toutes les caractéristiques sont sujettes à une tolérance de 5%

MP hygiene 1, impasse F MIRIBEL CS 20159
 07106 Annonay cedex - France
 Tél 33 (0)4 75 33 75 00 Fax 33 (0)4 75 33 37 38
 contact@mphygiene.com
 www.mphygiene.com

