



Ref. MPH **07CC3100I**  
 Marque : Type :  
 JET COUVRE CHAUSSURE

18/07/2014

**CARACTERISTIQUES GENERALES**

Par SACHET (=UC)

Couleur BLANC  
 Origine Chine  
 Taille TU  
 Epaisseur 32,00 microns  
 Densité 40,00 g / m2  
 Quantité 50 couvre chaussures

**COMPOSITION**

PP+PE : POLYPROPYLENE + POLYETHYLENE  
 NON TISSE + PLASTIQUE



**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

AVEC SEMELLE CALANDREE BLEUE

HAUTEUR en cm : 16,5

LONGUEUR DU PIED en cm : 42

Référence douanière : 64069910

**INFOS COMMERCIALES**

Quantité de couvre chaussures par unité de vente : 1 000

**Présentation :**  
 Avec semelle calandree bleue

**Bénéfices client :**  
 Pratique et hygénique

**CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES**

**PALETTISATION**

	Unité de vente	Sous-cond.	Sur-cond.
Type	CARTON	POLYFILM	
Quantité UC	20	1	
Poids kg	10,18		
Longueur cm	45,00	23,00	
Largeur cm	41,00	8,00	
Hauteur cm	50,00	35,00	
Code EAN	3378927714438	3378927714452	

Type de palette	80x120
UV par niveau	4
Nombre de niveaux	4
UV par palette	16
Hauteur palette en m	2,15
Volume UV en m3	0,0920

Les informations ci-dessus sont données à titre indicatif et sont non-contractuelles.  
 Les caractéristiques des produits peuvent être modifiées sans préavis en fonction des contraintes d'approvisionnement et de production. Toutes les caractéristiques sont sujettes à une tolérance de 5%

MP hygiene 1, impasse F MIRIBEL CS 20159  
 07106 Annonay cedex - France  
 Tél 33 (0)4 75 33 75 00 Fax 33 (0)4 75 33 37 38  
 contact@mphygiene.com  
 www.mphygiene.com



Fabricant de papier d'essuyage