

CARACTERISTIQUES GENERALES

Par SACHET (=UC)

Couleur	BLANC
Origine	Chine
Taille	TU
Densité	10,00 g / m2
Quantité	100 cache barbe

COMPOSITION

PP : POLYPROPYLENE
NON TISSE

**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

AVEC ELASTIQUE D'OREILLE

HAUTEUR en cm : 21

LONGUEUR en cm : 48

LONGUEUR ELASTIQUE en cm : 20

Référence douanière : 63079099

INFOS COMMERCIALES

Quantité de cache barbe par unité de vente : 1 000

Présentation :

Cache-barbe avec élastique d'oreilles

Bénéfices client :

Pratique et hygénique Ne contient pas de latex.

CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES

	Unité de vente	Sous-condt.	Sur-condt.
Type	CARTON	POLYFILM	
Quantité UC	10	1	
Poids kg	4,00		
Longueur cm	32,00	25,00	
Largeur cm	22,00	34,00	
Hauteur cm	24,00	4,50	
Code EAN	3378927050437	3378927050451	

PALETTISATION

Type de palette	80x120
UV par niveau	10
Nombre de niveaux	7
UV par palette	70
Hauteur palette en m	1,83
Volume UV en m3	0,0169



Les informations ci-dessus sont données à titre indicatif et sont non-contractuelles.
Les caractéristiques des produits peuvent être modifiées sans préavis en fonction des contraintes d'approvisionnement et de production. Toutes les caractéristiques sont sujettes à une tolérance de 5%
Système de management certifié

MP hygiene 1, impasse F MIRIBEL CS 20159
07106 Annonay cedex - France
Tél 33 (0)4 75 33 75 00 Fax 33 (0)4 75 33 37 38
contact@mphygiene.com
www.mphygiene.com

