

FICHE TECHNIQUE

Référence	475043
Désignation	Cache barbe



Description :

- ✓ Cache barbe en polypropylène
- ✓ Non tissé
- ✓ Avec élastique d'oreille
- ✓ Pratique et hygiénique
- ✓ Ne contient pas de latex
- ✓ Taille unique
- ✓ Densité : 10.00 g/m²
- ✓ Coloris : Blanc
- ✓ Dimensions (H x L) : 21 x 48 cm

Unité de vente :

1 paquet de 100 cache barbe
