

**CARACTERISTIQUES GENERALES**

Par BOITE (=UC)

Couleur TRANSPARENT  
 Origine Malaisie  
 Taille L  
 Epaisseur 0,04 microns  
 Poids à la pièce 2,20 g  
 Quantité 100 gants  
 Caractéristique NON POUFRE

**COMPOSITION**

CPE : COPOLYMER



**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

LISSE

**NORME**

Contact alimentaire.

EPAISSEUR DES DOIGTS en mm (+/-0,02) : 0,037  
 / DE LA PAUME : 0,037  
 LONGUEUR ( en mm ) : du gant : 275 / de la paume : 117  
 du pouce : 57 / de l'index : 70 / du majeur : 85  
 de l'annulaire : 76 / du petit doigts : 53

ELONGATION JUSQU'À CASSE AVANT / APRES  
 VIEILLISSEMENT en % : 300-400  
 RESISTANCE AVANT / APRES VIEILLISSEMENT  
 en Mpa : 9

Référence douanière : 39262000

**INFOS COMMERCIALES**

Quantité de gants par unité de vente : 2 000

**Bénéfices client :**

Ne contient pas de phtalates. Sans latex

**CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES**

	Unité de vente	Sous-condt.	Sur-condt.
Type	CARTON	BOITE CARTON	
Quantité <b>UC</b>	20	1	
Poids kg	5,80		
Longueur cm	28,50	24,50	
Largeur cm	24,50	13,50	
Hauteur cm	25,70	2,30	
Code EAN	3378927542932	3378927542956	

**PALETTISATION**

Type de palette	80x120
UV par niveau	11
Nombre de niveaux	8
UV par palette	88
Hauteur palette en m	2,21
Volume UV en m3	0,0179