

CHARLOTTE PP BLANCHE
SIMPLE ELASTIQUAGE

DOMAINES D' APPLICATION : industrie / chimie / pétro-chimie / agro-alimentaire / RHF / CHR / collectivité / administration / santé / médical / chirurgie / hygiène / entretien / nettoyage / salle propre / laboratoire / pharma / recherche.

DESCRIPTIF TECHNIQUE :



Composition : polypropylène
Couleur : blanche
Grammage: 12 gr/m²
Confection : élastiquée avec extrémités soudées
Poids unitaire : 3 gr
Dimension : longueur à plat = 50 cm
Origine : Chine
Conditionnement : sachet



ARGUMENTAIRE PRODUIT :

Efficacité :

- Couvre toute la chevelure comme l'exige la démarche HACCP

Confort :

-Modèle avec simple élastique qui assure à l'utilisateur un bon maintien
-Modèle existant avec double élastique « spécial confort »

Existe en plusieurs coloris :

- Possibilité de repérage par codes couleurs

Option :

- Existe en version détectable

CONDITIONS DE CONSERVATION ET DE STOCKAGE :

Conditions normales de conservation et de stockage : ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil

Précautions particulières : usage unique

CHARLOTTE PP BLANCHE SIMPLE ELASTIQUAGE

CONDITIONNEMENT :

Emballage : Quantité : 100 unités / sachet
Type de conditionnement : carton
Nombre de sachet : 10 sachets
Quantité totale par carton: 1000 pièces

Carton :

Dimension du carton (mm) : 480 x 200 x 360
Poids brut : 3,28 kg
Poids net : 3 kg

Sachet :

Dimension du sachet (mm) : 210 x 190 x 90
Poids brut : 300 gr
Poids net : 274 gr
Poids d'un coiffant: 3 gr

Palettisation : 35 cartons de 1000 unités soit 35 000 coiffants
Poids palette : 121,8 kg

REFERENCES SIMILAIRES

Référence	Désignations	Cdt
70.102	Bleue - PP 12 gr/m ² - 50 cm - sachet	10 x 100
70.103	Verte - PP 12 gr/m ² - 50 cm - sachet	10 x 100
70.102D	Bleue détectable - PP 12 gr/m ² - 50 cm - sachet	10 x 100



Bld de la chanterie - BP 10059 - 49181 Saint Barthélemy d'Anjou Cedex
T : 33 (0) 241 963 434 - F : + 33 (0) 241 963 453
sales@kolmi-hopen.com ; www.h-open.com