

40.401 **BLOUSE HYGIENE CLASSIC PP**
40.705 **2 poches + fermeture boutons pressions**

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Les blouses d'hygiène à usage unique, protègent l'environnement de travail des particules provenant du corps de l'opérateur (squames, cheveux, transpiration...). Elles sont adaptées aux démarches HACCP.
- Elles permettent à l'opérateur de se prémunir des risques de salissures liés à l'activité qu'il effectue

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Nom du produit : Blouse hygiène Classic PP
Type de produit : À usage unique
Composition : Polypropylène
Confection : Cousue et élastiquée (col poignets, cheville),
fermeture boutons pressions avec 2 poches
Grammage : 40 g/m²
Poids (L): 72 g
Origine : Asie

40.401

 Blanc



40.705

 Bleu marine



TAILLE		Longueur (cm)	Largeur taille (cm)
M	2	104	130
L	3	104	135
XL	4	104	140
XXL	5	104	145

INDUSTRIES

industrie / chimie / pétrochimie / agro-alimentaire / RHF / CHR / collectivité / administration / hygiène/ entretien / nettoyage / salle propre

40.401 **BLOUSE HYGIENE CLASSIC PP**
40.705 **2 poches + fermeture boutons pressions**

CERTIFICATIONS ET NORMES

Fabriquée sous un système qualité certifié EN ISO 9001

CONDITIONS DE CONSERVATION ET DE STOCKAGE

Conditions normales de conservation et de stockage : ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil, doit être stocké sous une température comprise entre 5°C et 40°C

INFORMATIONS LOGISTIQUES



Caractéristiques carton

Article	Taille mm	Poids brut kg
40.401/02	470 x 280 x 280	4,13
40.401/03	470 x 280 x 280	4,64
40.401/04	470 x 280 x 280	4,93
40.401/05	470 x 280 x 280	5,38
40.401/06	470 x 280 x 280	5,8
40.705/03	470 x 280 x 280	4,24
40.705/04	470 x 280 x 280	4,3
40.705/05	470 x 280 x 280	4,53
40.705/06	470 x 280 x 280	4,54

Caractéristiques sachet

Taille mm	Cdt
350 x 260	1 x 50 sachets individuels
350 x 260	1 x 50 sachets individuels
350 x 260	1 x 50 sachets individuels
350 x 260	1 x 50 sachets individuels
350 x 260	1 x 50 sachets individuels
350 x 260	1 x 50 sachets individuels
350 x 260	1 x 50 sachets individuels
350 x 260	1 x 50 sachets individuels
350 x 260	1 x 50 sachets individuels

Codes EAN

Article	Carton	Sachet
40.401/02	3 700 381 505 596	3 700 381 505 602
40.401/03	3 700 381 500 829	3 700 381 502 274
40.401/04	3 700 381 500 836	3 700 381 502 281
40.401/05	3 700 381 500 843	3 700 381 502 298
40.401/06	3 700 381 506 722	3 700 381 506 739

Article	Carton	Sachet
40.705/03	3 700 381 505 619	3 700 381 505 626
40.705/04	3 700 381 505 633	3 700 381 505 640
40.705/05	3 700 381 505 657	3 700 381 505 664
40.705/06	3 700 381 509 358	3 700 381 509 365