

**40.401**    **BLOUSE HYGIENE CLASSIC PP**  
**40.705**    **2 poches + fermeture boutons pressions**

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Les blouses d'hygiène à usage unique, protègent l'environnement de travail des particules provenant du corps de l'opérateur (squames, cheveux, transpiration...). Elles sont adaptées aux démarches HACCP.
- Elles permettent à l'opérateur de se prémunir des risques de salissures liés à l'activité qu'il effectue

## DESCRIPTIF TECHNIQUE

**Nom du produit :** Blouse hygiène Classic PP  
**Type de produit :** À usage unique  
**Composition :** Polypropylène  
**Confection :** Cousue et élastiquée (col poignets, cheville),  
**fermeture boutons pressions avec 2 poches**  
**Grammage :** 40 g/m<sup>2</sup>  
**Poids (L):** 72 g  
**Origine :** Asie

**40.401**  
  
 Blanc



**40.705**  
  
 Bleu marine



TAILLE		Longueur (cm)	Largeur taille (cm)
M	2	104	130
L	3	104	135
XL	4	104	140
XXL	5	104	145

## INDUSTRIES

industrie / chimie / pétrochimie / agro-alimentaire / RHF / CHR / collectivité / administration / hygiène/ entretien / nettoyage / salle propre

**40.401**    **BLOUSE HYGIENE CLASSIC PP**  
**40.705**    **2 poches + fermeture boutons pressions**

**CERTIFICATIONS ET NORMES**

Fabriquée sous un système qualité certifié EN ISO 9001

**CONDITIONS DE CONSERVATION ET DE STOCKAGE**

Conditions normales de conservation et de stockage : ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil, doit être stocké sous une température comprise entre 5°C et 40°C

**INFORMATIONS LOGISTIQUES**



**Caractéristiques carton**

Article	Taille mm	Poids brut kg
40.401/02	470 x 280 x 280	4,13
40.401/03	470 x 280 x 280	4,64
40.401/04	470 x 280 x 280	4,93
40.401/05	470 x 280 x 280	5,38
40.401/06	470 x 280 x 280	5,8
40.705/03	470 x 280 x 280	4,24
40.705/04	470 x 280 x 280	4,3
40.705/05	470 x 280 x 280	4,53
40.705/06	470 x 280 x 280	4,54

**Caractéristiques sachet**

Taille mm	Cdt
350 x 260	1 x 50 sachets individuels
350 x 260	1 x 50 sachets individuels
350 x 260	1 x 50 sachets individuels
350 x 260	1 x 50 sachets individuels
350 x 260	1 x 50 sachets individuels
350 x 260	1 x 50 sachets individuels
350 x 260	1 x 50 sachets individuels
350 x 260	1 x 50 sachets individuels
350 x 260	1 x 50 sachets individuels

**Codes EAN**

Article	Carton	Sachet
40.401/02	3 700 381 505 596	3 700 381 505 602
40.401/03	3 700 381 500 829	3 700 381 502 274
40.401/04	3 700 381 500 836	3 700 381 502 281
40.401/05	3 700 381 500 843	3 700 381 502 298
40.401/06	3 700 381 506 722	3 700 381 506 739

Article	Carton	Sachet
40.705/03	3 700 381 505 619	3 700 381 505 626
40.705/04	3 700 381 505 633	3 700 381 505 640
40.705/05	3 700 381 505 657	3 700 381 505 664
40.705/06	3 700 381 509 358	3 700 381 509 365