


40.101
40.205BM
COMBINAISON PP CLASSIC À COL

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Les combinaisons d'hygiène à usage unique, protègent l'environnement de travail des particules provenant du corps de l'opérateur (squames, cheveux, transpiration...).
- Elles sont adaptées aux démarches HACCP,
- Elles permettent à l'opérateur de se prémunir des risques de salissures liés à l'activité qu'il effectue
- La combinaison de couleur bleu foncé est suffisamment opaque pour être portée directement sur les sous vêtements.


40.205BM
À col

 Bleu
 marine

40.101
À col


Blanc

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Nom du produit : Combinaison PP Classic à col
Type de produit : À usage unique
Composition : Polypropylène
Confection : Cousue et élastiquée (col poignets, cheville), fermeture ZIP
Grammage : 40 g/m²
Poids (M): 108 g
Origine : Asie

TAILLE		Longueur (cm)	½ largeur taille (cm)
S	1	164	62
M	2	168	64
L	3	172	64
XL	4	176	71
XXL	5	180	78



INDUSTRIES

industrie / chimie / pétrochimie / agro-alimentaire / RHF / CHR / collectivité / administration / hygiène/ entretien / nettoyage / salle propre / atelier / cuisine

CERTIFICATION ET NORMES

Fabriquée sous un système qualité certifié EN ISO 9001

40.101
40.205BM

COMBINAISON PP CLASSIC À COL

CONDITIONS DE CONSERVATION ET DE STOCKAGE

Conditions normales de conservation et de stockage : ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil, doit être stocké sous une température comprise entre 5°C et 40°C

INFORMATIONS LOGISTIQUES



Caractéristiques carton

Article	Taille mm	Poids brut kg
40.101/02	310 x 240 x 400	3,2
40.101/03	310 x 240 x 400	3,3
40.101/04	310 x 240 x 400	3,5
40.101/05	310 x 240 x 400	3,7
40.101/06	310 x 240 x 400	3,8
40.205BM/03	310 x 240 x 400	3,25
40.205BM/04	310 x 240 x 400	3,5
40.205BM/05	310 x 240 x 400	3,53
40.205BM/06	310 x 240 x 400	3,8

Caractéristiques sachet

Taille mm	Cdt
350 x 260	1 x 25 sachets individuels
350 x 260	1 x 25 sachets individuels
350 x 260	1 x 25 sachets individuels
350 x 260	1 x 25 sachets individuels
350 x 260	1 x 25 sachets individuels
350 x 260	1 x 25 sachets individuels
350 x 260	1 x 25 sachets individuels
350 x 260	1 x 25 sachets individuels
350 x 260	1 x 25 sachets individuels

Codes EAN

Article	Carton	Sachet
40.101/02	3 700 381 505 190	3 700 381 505 206
40.101/03	3 700 381 500 720	3 700 381 502 175
40.101/04	3 700 381 500 737	3 700 381 502 182
40.101/05	3 700 381 500 744	3 700 381 502 199
40.101/06	3 700 381 505 213	3 700 381 505 220

Article	Carton	Sachet
40.205BM/03	3 700 381 505 299	3 700 381 505 305
40.205BM/04	3 700 381 505 312	3 700 381 505 329
40.205BM/05	3 700 381 505 336	3 700 381 505 343
40.205BM/06	3 700 381 509 518	3 700 381 509 525