

813600
813700
BONNET UNIVERSEL VISCOSE - SAFEWEAR® PREMIUM
 Dispositif médical de Classe I

CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES

- Non-tissé aéré, très extensible bleu clair
- Coiffant très esthétique et très couvrant
- Mode d'emploi :
 1. Pour être plus esthétique, retourner les coutures
 2. Ajuster la hauteur en retournant le bord

Préconisation :

- Peut être utilisé par les infirmières, les chirurgiens ou les patients en salle d'opération

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Nom du produit : Bonnet Universel Viscose SafeWear® Premium

Type de produit : A usage unique, non stérile

Composition : 80 % Viscose + 20 % Copolymère d'éthylène-acétate de vinyle

Confection : Cousu

Couleur : Bleu / Vert

Dimensions : Circonférence : 57 cm (± 1 cm)
Hauteur : 33 cm (± 1 cm)



Poids : 7,2 g (± 10%)

Conditionnement : Boîte distributrice de 100 unités

Origine : France



813700

Article	Couleur
813600	Bleu 
813700	Vert 



Données Mécaniques (Mesures réalisées par le laboratoire KOLMI)

TEST	Norme		Moyenne	Unité	Tolérance
Grammage	NF EN ISO 9073-1		40	g/m ²	± 10%
Epaisseur	NF EN ISO 9073-2		1,2	mm	± 10%
Résistance à la traction	NF EN ISO 9073-3	À sec sens M:	35	N	± 10%
		À sec sens T:	4	N	± 10%

Données Microbiologiques (Mesures réalisées par le laboratoire MICROSEPT)

Evaluation de la contamination microbienne initiale suivant norme NF EN 11737: 2006
 Contrôles microbiologiques complémentaires: ASR, E.Coli, Staphylocoques sur demande