

70.011

70.011S

70.012

70.013

CHARLOTTE RONDE PP – Ø 53 CM – SIMPLE ELASTIQUE - 12 g/m²

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES





- Légère, elle améliore le confort de l'utilisateur.
- Possibilité de repérage par codes couleurs
- Elle s'adapte aux différents tours de tête



DESCRIPTIF TECHNIQUE

Nom du produit :	Charlotte Ronde PP – Ø 53 cm – Simple élastique – 12 g/m ²
Type de produit :	À usage unique, non stérile
Composition :	Polypropylène
Confection :	Cousu et élastiqué
Couleur :	Blanc / Bleu / Vert
Grammage :	12 g/m ² (± 10%)
Dimensions :	Diamètre : 53 cm (± 1 cm)
Poids unitaire :	2,2 g (± 10%)
Origine :	Chine



Article	Couleur	Conditionnement
70.011	Blanc 	Boite distributrice de 100 unités
70.011S	Blanc 	Sachet de 100 unités
70.012	Bleu 	Boite distributrice de 100 unités
70.013	Vert 	Boite distributrice de 100 unités

CONTRE INDICATION :

Le latex est une matière naturelle qui contient des protéines susceptibles de provoquer des réactions allergiques chez les personnes qui y sont sensibles.

Consulter notre gamme made in France pour des charlottes ne contenant pas de latex.

INDUSTRIES

Industrie / Chimie / Pétrochimie / Agro-alimentaire / RHF / CHR / Collectivité / Administration / Hygiène / Entretien / Nettoyage / Salle propre / Laboratoire / Pharma / Recherche

70.011
70.011S
70.012
70.013

CHARLOTTE RONDE PP – Ø 53 CM – SIMPLE ELASTIQUE - 12 g/m²

CERTIFICATION ET NORMES

Fabriqués sous un système certifié EN ISO 9001

CONDITIONS DE CONSERVATION ET DE STOCKAGE

Conditions normales de conservation et de stockage : ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil, doit être stocké sous une température comprise entre 5°C et 40°C

INFORMATIONS LOGISTIQUES



Caractéristiques
carton

Caractéristiques
sous conditionnement

Article	Taille mm	Poids brut kg	QTE/ palette	Taille mm	QTE
70.011 70.012 70.013	460 x 260 x 260	2,2	54 cartons (7 couches de 6 cartons + 4 couches de 3 cartons)	240 x 230 x 100	5 boîtes distributrices de 100 pièces
70.011S	330 x 260 x 260	2,6	54 cartons (6 couches de 9 cartons)	-	10 sachets de 100 pièces

Codes EAN

Article	Carton	Sous conditionnement
70.011	3 700 381 501 109	3 700 381 502 557
70.011S	3 700 381 500 881	3 700 381 503 097
70.012	3 700 381 501 116	3 700 381 502 564
70.013	3 700 381 501 123	3 700 381 502 571