

40.632
BLOUSE HYGIENE AVEC ZIP ET POCHE INTERIEURE GAUCHE

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Nom du produit :	Blouse d'hygiène avec zip et poche intérieure gauche
Type de produit :	À usage unique
Composition :	Polypropylène
Confection :	Cousue et élastiquée aux poignets fermeture ZIP
Grammage :	40 g/m ² (+/- 10%)
Origine :	Asie



CERTIFICATION ET NORMES

Fabriquée sous un système qualité certifié EN ISO 9001

CONDITIONS DE CONSERVATION ET DE STOCKAGE

Conditions normales de conservation et de stockage : ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil, doit être stocké sous une température comprise entre 5°C et 40°C

INFORMATIONS LOGISTIQUES



Caractéristiques
carton

Article	Taille mm	Poids brut kg
40.632/02	490 x 290 x 290	± 5,85
40.632/03	490 x 290 x 290	± 5,85
40.632/04	490 x 290 x 290	± 5,85
40.632/05	490 x 290 x 290	± 5,85

 Codes EAN

Article	Carton	Sachet
40.632/02	3 700 381 520 830	3 700 381 520 840
40.632/03	3 700 381 520 850	3 700 381 520 860
40.632/04	3 700 381 520 870	3 700 381 520 880
40.632/05	3 700 381 520 890	3 700 381 520 900