


**40.101**
**40.205BM**
**COMBINAISON PP CLASSIC À COL**

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Les combinaisons d'hygiène à usage unique, protègent l'environnement de travail des particules provenant du corps de l'opérateur (squames, cheveux, transpiration...).
- Elles sont adaptées aux démarches HACCP,
- Elles permettent à l'opérateur de se prémunir des risques de salissures liés à l'activité qu'il effectue
- La combinaison de couleur bleu foncé est suffisamment opaque pour être portée directement sur les sous vêtements.


**40.205BM**  
**À col**

 Bleu  
 marine

**40.101**  
**À col**


Blanc

## DESCRIPTIF TECHNIQUE

**Nom du produit :** Combinaison PP Classic à col  
**Type de produit :** À usage unique  
**Composition :** Polypropylène  
**Confection :** Cousue et élastiquée (col poignets, cheville), fermeture ZIP  
**Grammage :** 40 g/m<sup>2</sup>  
**Poids (M):** 108 g  
**Origine :** Asie

TAILLE		Longueur (cm)	½ largeur taille (cm)
S	1	164	62
M	2	168	64
L	3	172	64
XL	4	176	71
XXL	5	180	78



## INDUSTRIES

industrie / chimie / pétrochimie / agro-alimentaire / RHF / CHR / collectivité / administration / hygiène/ entretien / nettoyage / salle propre / atelier / cuisine

## CERTIFICATION ET NORMES

Fabriquée sous un système qualité certifié EN ISO 9001

40.101  
40.205BM

## COMBINAISON PP CLASSIC À COL

### CONDITIONS DE CONSERVATION ET DE STOCKAGE

Conditions normales de conservation et de stockage : ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil, doit être stocké sous une température comprise entre 5°C et 40°C

### INFORMATIONS LOGISTIQUES



#### Caractéristiques carton

Article	Taille mm	Poids brut kg
40.101/02	310 x 240 x 400	3,2
40.101/03	310 x 240 x 400	3,3
40.101/04	310 x 240 x 400	3,5
40.101/05	310 x 240 x 400	3,7
40.101/06	310 x 240 x 400	3,8
40.205BM/03	310 x 240 x 400	3,25
40.205BM/04	310 x 240 x 400	3,5
40.205BM/05	310 x 240 x 400	3,53
40.205BM/06	310 x 240 x 400	3,8

#### Caractéristiques sachet

Taille mm	Cdt
350 x 260	1 x 25 sachets individuels
350 x 260	1 x 25 sachets individuels
350 x 260	1 x 25 sachets individuels
350 x 260	1 x 25 sachets individuels
350 x 260	1 x 25 sachets individuels
350 x 260	1 x 25 sachets individuels
350 x 260	1 x 25 sachets individuels
350 x 260	1 x 25 sachets individuels
350 x 260	1 x 25 sachets individuels

#### Codes EAN

Article	Carton	Sachet
40.101/02	3 700 381 505 190	3 700 381 505 206
40.101/03	3 700 381 500 720	3 700 381 502 175
40.101/04	3 700 381 500 737	3 700 381 502 182
40.101/05	3 700 381 500 744	3 700 381 502 199
40.101/06	3 700 381 505 213	3 700 381 505 220

Article	Carton	Sachet
40.205BM/03	3 700 381 505 299	3 700 381 505 305
40.205BM/04	3 700 381 505 312	3 700 381 505 329
40.205BM/05	3 700 381 505 336	3 700 381 505 343
40.205BM/06	3 700 381 509 518	3 700 381 509 525