

40.702

BLOUSE HYGIENE AVEC ZIP et POCHE INTERIEURE GAUCHE

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Nom du produit : Blouse d'hygiène avec zip et poche intérieure gauche
Type de produit : À usage unique
Composition : Polypropylène
Confection : Cousue et élastiquée aux poignets
 fermeture ZIP
Couleur : Bleue marine
Grammage : 40 g/m² (+/- 10%)
Origine : Asie



CERTIFICATION ET NORMES

Fabriquée sous un système qualité certifié EN ISO 9001

CONDITIONS DE CONSERVATION ET DE STOCKAGE

Conditions normales de conservation et de stockage : ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil, doit être stocké sous une température comprise entre 5°C et 40°C

INFORMATIONS LOGISTIQUES



Caractéristiques carton

| Article | Taille mm | Poids brut kg |
|-----------|-----------------|---------------|
| 40.702/02 | 490 x 290 x 290 | ± 5,85 |
| 40.702/03 | 490 x 290 x 290 | ± 5,85 |
| 40.702/04 | 490 x 290 x 290 | ± 5,85 |
| 40.702/05 | 490 x 290 x 290 | ± 5,85 |

Codes EAN

| Article | Carton | Sachet |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 40.702/02 | 3 700 381 520 910 | 3 700 381 520 920 |
| 40.702/03 | 3 700 381 520 930 | 3 700 381 520 940 |
| 40.702/04 | 3 700 381 520 950 | 3 700 381 520 960 |
| 40.702/05 | 3 700 381 520 970 | 3 700 381 520 980 |