

**40.453EU****BLOUSE D'ISOLATION PP**

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Agréable et léger, le polypropylène est très respirant
- Modèle sans col et élastiqué aux poignets
- Fermeture dorsale par lacet à la ceinture et au niveau du col
- Sans poche
- Manches longues
- Taille unique

### Préconisation :

- Portée par le personnel soignant et les visiteurs par-dessus les vêtements, elle protège les patients des risques d'infection externes.

## DESCRIPTIF TECHNIQUE

Nom du produit :	Blouse d'isolation PP
Type de produit :	À usage unique, non stérile
Composition :	Polypropylène
Confection :	Cousue, sans col, sans poche, manches longues, poignets élastiqués, fermeture dorsale avec lacets à la ceinture et au niveau du col
Grammage :	25 g/m <sup>2</sup> (± 3)
Couleur:	Bleu
Conditionnement :	Sachet de 10 unités



## INDUSTRIES

Santé / Médical

## CERTIFICATION ET NORMES

Fabriqué sous un système certifié EN ISO 9001

## CONDITIONS DE CONSERVATION ET DE STOCKAGE

Conditions normales de conservation et de stockage : ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil, doit être stocké sous une température comprise entre 5°C et 40°C

Durée de vie du produit : 5 ans

## INFORMATIONS LOGISTIQUES

Caractéristiques  
cartonCaractéristiques  
sachet

Article	Taille mm	Poids brut kg	QTE/ palette	QTE
40.453EU	590 x 260 x 430	A confirmer	A confirmer	10 sachets de 10 pièces



Codes EAN

Article	Carton	Sachet
40.453EU	3 700 381 520 308	3 700 381 520 315