

CARACTERISTIQUES GENERALES

Par SACHET (=UC)

Grammage	50,00 g / m ²
Nombre de plis	1
Nombre de formats	50
Origine	France
Perforation / Longueur	35,00 cm
Laize / largeur	30,00 cm

COMPOSITION

Non Tissé

NORME

Agréé contact alimentaire

Type pliage X 4 : Dimensions = 15 x 17.5 cm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



Référence douanière : 56031210

Quantité de formats par unité de vente : 600

INFOS COMMERCIALES

CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES

	Unité de vente	Sous-condt.	Sur-condt.
Type	CARTON	POLYFILM	
Quantité UC	12	1	
Poids kg	3,78		
Longueur cm	55,00	17,50	
Largeur cm	40,00	15,00	
Hauteur cm	24,00	9,00	
Code EAN	3378920004956		

PALETTISATION

Type de palette	80x120
UV par niveau	4
Nombre de niveaux	8
UV par palette	32
Hauteur palette en m	2,07
Volume UV en m3	0,0528



Les informations ci-dessus sont données à titre indicatif et sont non-contractuelles. Les caractéristiques des produits peuvent être modifiées sans préavis en fonction des contraintes d'approvisionnement et de production. Toutes les caractéristiques sont sujettes à une tolérance de 5%
Systèmes de management de la qualité de la société MP hygiene certifiés ISO 9001 par LR.

MANUFACTURE DE PRODUITS D'HYGIENE

119 Rue de Soras 07430 DAVEZIEUX FRANCE

Tél 33 (0)4 75 33 75 00 Fax 33 (0)4 75 33 37 38

contact@mphygiene.com

www.mphygiene.com

