

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	476096-CER
<b>Désignation</b>	Réactif pour analyse

---

### Description :

- ✓ Cuivre (II) sulfate pentahydraté qualité rpe - pour analyse - acs 100 g; produit conforme acs
- ✓ Produit conforme acs
- ✓ Grade analytique
- ✓ Certificat d'analyses fourni sur demande
- ✓ Forme : solide
- ✓ Température de stockage : ambiante
- ✓ Température de transport : ambiante
- ✓ Numéro de CAS : 7758-99-8

### Unité de vente :

100 g

---