

CARACTERISTIQUES GENERALES

Par ECOBOX (=UC)

Couleur	BLANC
Grammage	55,00 g / m ²
Nombre de plis	1
Nombre de formats	100
Origine	France
Perforation / Longueur	50,00 cm
Laize / largeur	23,00 cm

COMPOSITION

30% Spunbond Polypropylène + 70% Woodpulp

NORME

Agréé contact alimentaire



Type pliage Enchevêtré W : dimensions = 23 x 3.5 / 10 / 10 / 10 / 10 / 6.5 cm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Résistance sens traction	3.8 kg/50mm	
Résistance sens traction - humide	1.6kg/50mm	
Résistance sens travers	2.2 kg/50mm	
Résistance sens travers - humide	2kg/50mm	
Elongation sens traction	30%	
Elongation sens travers	121%	
Absorption de l'eau	500%	Référence douanière : 48030039
Epaisseur	0,22 mm	Quantité de formats par unité de vente : 500

INFOS COMMERCIALES

Utilisation :

Facilite travaux d'essuyage important

Présentation :

Absorbant et résistant

Bénéfices client :

Plus performant, plus économique que les essuyages traditionnels

CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES

	Unité de vente	Sous-condt.	Sur-condt.
Type	CARTON	BOITE CARTON	
Quantité UC	5	1	
Poids kg	3,16		
Longueur cm	60,00	25,00	
Largeur cm	27,00	11,00	
Hauteur cm	23,00	21,00	
Code EAN	3378928404321	3378928404369	

PALETTISATION

Type de palette	80x120
UV par niveau	6
Nombre de niveaux	7
UV par palette	42
Hauteur palette en m	1,76
Volume UV en m3	0,0373



Les informations ci-dessus sont données à titre indicatif et sont non-contractuelles. Les caractéristiques des produits peuvent être modifiées sans préavis en fonction des contraintes d'approvisionnement et de production. Toutes les caractéristiques sont sujettes à une tolérance de 5%
Systèmes de management de la qualité de la société MP hygiene certifiés ISO 9001 par LR.

MANUFACTURE DE PRODUITS D'HYGIENE

119 Rue de Soras 07430 DAVEZIEUX FRANCE

Tél 33 (0)4 75 33 75 00 Fax 33 (0)4 75 33 37 38

contact@mphygiene.com

www.mphygiene.com



Fabricant français et responsable
Hygiene products manufacturer