

## Cuivre (II) sulfate pentahydraté RS-Pour microanalyse g 100

<b>Code produit</b>	476154
<b>Volume</b>	g 100
<b>Conditionnement</b>	Pot en verre
<b>Unité de vente</b>	EA
<b>Grade</b>	Qualité Spécifique
<b>Application</b>	RS-Pour microanalyse
<b>CAS N.</b>	7758-99-8
<b>Molécule</b>	Cuivre (II) sulfate pentahydraté
<b>Spécifications</b>	476150
<b>Msds</b>	209