




Be Right™



Étalon de turbidité à la formazine, 4000 NTU, 500 mL

Réf. produit: 246149

Dangereux



L'étalon de turbidité peut être dilué afin d'être utilisé avec tout turbidimètre Hach.

Caractéristiques

Concentration:	4000 NTU
Conditions de stockage:	Store in a cool, dark place, away from direct sunlight
Intervalle d'entretien:	12 months
Paramètres:	Turbidity
Plage de mesure:	N/A
Volume / taille du carton:	500 mL 500 mL