

FICHE TECHNIQUE

Référence	478136-CER
Désignation	Réactif pour analyse

Description :

- ✓ Sodium acétate trihydraté qualité rpe pour analyse flacon 500g; grade analytique
- ✓ Grade analytique
- ✓ Certificat d'analyses fourni sur demande
- ✓ Forme : solide
- ✓ Température de stockage : ambiante
- ✓ Température de transport : ambiante
- ✓ Gamme de pH : 8,5-10
- ✓ Numéro de CAS : 6131-90-4

Unité de vente :

500 g
