

# Sodium tétraborate décahydraté RPE-Pour analyse-ACS-ISO 500g

<b>Code produit</b>	478816
<b>Volume</b>	500g
<b>Conditionnement</b>	Pot en plastique
<b>Unité de vente</b>	EA
<b>Grade</b>	Qualité Analytique
<b>Application</b>	RPE-Pour analyse-ACS-ISO
<b>CAS N.</b>	1303-96-4
<b>Molécule</b>	Sodium tétraborate décahydraté
<b>Spécifications</b>	478810
<b>Msds</b>	216