

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	479126-CER
<b>Désignation</b>	Réactif pour analyse

---

### Description :

- ✓ Sodium carbonate décahydraté qualité rpe pour analyse iso 500g; grade analytique
- ✓ Grade analytique
- ✓ Certificat d'analyses fourni sur demande
- ✓ Forme : solide
- ✓ Température de stockage : ambiante
- ✓ Température de transport : ambiante
- ✓ Numéro de CAS : 6132-02-1

### Unité de vente :

500 g

---