

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	479306-CER
<b>Désignation</b>	Réactif pour analyse

---

### Description :

- ✓ Sodium carbonate anhydre qualité rpe acs-iso-pour analyse reag. ph.eur. - reag. usp 500g; produit conforme iso-ac-s-reag.ph.eur.-reag.usp
- ✓ Produit conforme iso-ac-s-reag.ph.eur.-reag.usp
- ✓ Grade analytique
- ✓ Certificat d'analyses fourni sur demande
- ✓ Forme : solide
- ✓ Température de stockage : ambiante
- ✓ Température de transport : ambiante
- ✓ Numéro de CAS : 497-19-8

### Unité de vente :

500 g

---