

## **Sodium phosphate monobasique monohydraté RPE-ACS-Pour analyse-Reag. Ph.Eur.-Reag. USP g 500**

<b>Code produit</b>	480086
<b>Volume</b>	g 500
<b>Conditionnement</b>	Pot en plastique
<b>Unité de vente</b>	EA
<b>Grade</b>	Qualité Analytique
<b>Application</b>	RPE-ACS-Pour analyse-Reag. Ph.Eur.-Reag. USP
<b>CAS N.</b>	10049-21-5
<b>Molécule</b>	Sodium phosphate monobasique monohydraté
<b>Spécifications</b>	480080
<b>Msds</b>	211