

## **Sodium phosphate dibasique anhydre RPE-ACS-Pour analyse-Reag. Ph.Eur.-Reag. USP 1kg**

<b>Code produit</b>	480141
<b>Volume</b>	1kg
<b>Conditionnement</b>	Pot en plastique
<b>Unité de vente</b>	EA
<b>Grade</b>	Qualité Analytique
<b>Application</b>	RPE-ACS-Pour analyse-Reag. Ph.Eur.-Reag. USP
<b>CAS N.</b>	7558-79-4
<b>Molécule</b>	Sodium phosphate dibasique anhydre
<b>Spécifications</b>	480140
<b>Msds</b>	213