

28 Février 2018

Sodium phosphate dibasique anhydre RPE - Pour analyse - ACS - Reag. Ph.Eur.-Reag. USP 500 g

Code produit	480144
Volume	500 g
Conditionnement	Flacon en plastique
Unité de vente	EA
Grade	Qualité Analytique
Application	RPE - Pour analyse - ACS - Reag. Ph.Eur.-Reag. USP
CAS N.	7558-79-4
Molécule	Sodium phosphate dibasique anhydre
Spécifications	480140
Msds	213

DOMINIQUE DUTSCHER CAS