

## Sodium phosphate dibasique dihydraté RPE-Pour analyse 1kg

<b>Code produit</b>	480227
<b>Volume</b>	1kg
<b>Conditionnement</b>	Pot en plastique
<b>Unité de vente</b>	EA
<b>Grade</b>	Qualité Analytique
<b>Application</b>	RPE-Pour analyse
<b>CAS N.</b>	10028-24-7
<b>Molécule</b>	Sodium phosphate dibasique dihydraté
<b>Spécifications</b>	480220
<b>Msds</b>	2220