

FICHE TECHNIQUE

Référence	480542
Désignation	Kit pour passeur automatique Varian de 100 flacons + 100 bouchons



Description :

- ✓ Kit contenant 100 flacons et 100 bouchons dans une boîte en PP bleu.
- ✓ Suremballage des flacons pour salles propres
- ✓ Sachet refermable
- ✓ Autres combinaisons possibles sur demande pour tout flacons de 1,5 ml, 4 ml ou Headspace 20 m
- ✓ Volume flacon : 1,5 ml
- ✓ Dimensions :
Épaisseur septum : 1,3 mm
H x ø flacon : 32 x 11,6 mm
- ✓ Dureté septum : 45° shore A

Unité de vente :

100 Kits