

FICHE TECHNIQUE

Référence	480692
Désignation	Flacon type 4 en verre



Description :

- ✓ En verre
- ✓ Col à sertir
- ✓ Volume : 20 ml
- ✓ Fond arrondi, plus résistants aux pressions élevées pendant le processus de chauffage
- ✓ Epaisseur des parois : 1.2 mm, permet aux flacons de supporter une pression interne élevée.

Certificats :

✓

Caractéristiques techniques :

- ✓ Pour CTC PAL (Varinan, Gerstel, Atas, Shimadzu, Agilent)

Unité de vente :

100 Flacons
