

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	480800
<b>Désignation</b>	Pince à dessertir



### Description :

- ✓ Pince à dessertir avec manche en acier inoxydable non laquée
- ✓ Pour capsule aluminium 20 mm – flacon type ND20
- ✓ Maniable : surface texturée pour une bonne préhension
- ✓ Résistance chimique grâce au revêtement spécifique
- ✓ Reproductibilité et fermeture sécurisée
- ✓ Pour utilisation en salle blanche : 100% acier inoxydable pour une résistance maximale lors des procédures de stérilisation en chaleur sèche ou d'autoclavage
- ✓ Réglable en pression et en hauteur

### Unité de vente :

1 Pince à dessertir