

# Sodium laurylsulfate RS-Pour la détection des tensioactifs g 250

<b>Code produit</b>	481231
<b>Volume</b>	g 250
<b>Conditionnement</b>	Pot en plastique
<b>Unité de vente</b>	EA
<b>Grade</b>	Qualité Spécifique
<b>Application</b>	RS-Pour la détection des tensioactifs
<b>CAS N.</b>	151-21-3
<b>Molécule</b>	Sodium laurylsulfate
<b>Spécifications</b>	481230
<b>Msds</b>	636