

FICHE TECHNIQUE

Référence	483051
Désignation	Pot de prélèvement 125 ml



Description :

- ✓ Pot de prélèvement en polypropylène
- ✓ Fond plat
- ✓ Avec capuchon vissant (livré non monté)
- ✓ Avec surface d'inscription

Certificats :

- ✓ Non stérile
- ✓ Aspetique

Caractéristiques techniques :

- ✓ Volume : 125 ml
- ✓ Dimensions (Ø x h) : 60 x 75 mm

Unité de vente :

500 Pots de prélèvement