

FICHE TECHNIQUE

Référence	486772-CER
Désignation	Tampon pH

Description :

- ✓ Tampon ph 11 rpe - pour analyse 1 l; tampon pH
- ✓ Tampon pH
- ✓ Traçabilité par rapport aux matériaux de référence NIST
- ✓ Forme : liquide
- ✓ Température de stockage : ambiante
- ✓ Température de transport : ambiante
- ✓ Gamme de pH : 11
- ✓ Densité : 1 g/ml

Unité de vente :

1 l
