

Tétrahydrofuranne RPE - Pour analyse - ACS - Reag.Ph.Eur. - Reag.USP-Stabilisé au BHT 2.5 l

Code produit	487303
Volume	2.5 l
Conditionnement	Flacon en verre
Unité de vente	EA
Grade	Qualité Analytique
Application	RPE - Pour analyse - ACS - Reag.Ph.Eur. - Reag.USP-Stabilisé au BHT
CAS N.	109-99-9
Molécule	Tétrahydrofuranne
Spécifications	487300
Msds	236

DOMINIQUE DUTSCHER S.A.S.