

FICHE TECHNIQUE

Référence	489631-CER
Désignation	Solvant

Description :

- ✓ Triéthylamine rs pour hplc isocratique 1l; solvant pour hplc
- ✓ Solvant pour hplc
- ✓ Haute pureté
- ✓ Paramètres physico-chimiques strictement contrôlés
- ✓ Forme : liquide
- ✓ Température de stockage : ambiante
- ✓ Température de transport : ambiante
- ✓ Gamme de pH : 12,5
- ✓ Densité : 0,7255 g/ml
- ✓ Numéro de CAS : 121-44-8

Unité de vente :

1 l
