


FICHE TECHNIQUE

Référence	490098
Désignation	Kit extraction adn (echantillons de sang 400-1000µl) biomagpure 48 reactions



Description :

- ✓ Kit d'extraction d'acides nucléiques prêts à l'emploi pour automate BiomagPure 12
- ✓ Purification des ADN et/ou ARN par billes magnétiques, efficace et reproductible
- ✓ Chaque kit d'extraction contient l'ensemble des réactifs et des consommables nécessaires (pointes inclus) à la purification de 48 échantillons
- ✓ Type d'échantillon : Sang total de mammifères ou suspensions de cellules sanguines (400 - 1000 µl)
- ✓ Acides nucléiques extraits : ADN génomique sanguin - large volume

Unité de vente :

1kit de 48 réactions