


FICHE TECHNIQUE

Référence	490100
Désignation	Kit extraction arn/adn viral (sang serum) large volume biomagpure 48 reactions



Description :

- ✓ Kit d'extraction d'acides nucléiques prêts à l'emploi pour automate BiomagPure 12
- ✓ Purification des ADN et/ou ARN par billes magnétiques, efficace et reproductible
- ✓ Chaque kit d'extraction contient l'ensemble des réactifs et des consommables nécessaires (pointes inclus) à la purification de 48 échantillons
- ✓ Type d'échantillon : Serum, plasma et autres fluides acellulaires - échantillons biologiques humains
- ✓ Acides nucléiques extraits : ARN ou ADN viraux - large volume

Unité de vente :

1kit de 48 réactions