


## FICHE TECHNIQUE

Référence	490102
Désignation	Kit extraction adn genomique (culture de cellules) biomagpure 48 reactions



## **Description:**

- ✓ Kit d'extraction d'acides nucléiques prêts à l'emploi pour automate BiomagPure 12
- ✓ Purification des ADN et/ou ARN par billes magnétiques, efficace et reproductible
- ✓ Chaque kit d'extraction contient l'ensemble des réactifs et des consommables nécessaires (pointes inclus) à la purification de 48 échantillons
- ✓ Type d'échantillon : Cellules cultivées et couches leucocytaires
- ✓ Acides nucléiques extraits : ADN génomique de cellules

## Unité de vente :

1kit de 48 réactions