


FICHE TECHNIQUE

Référence	490104
Désignation	Kit extraction adn hpv (brosse cervicale ou écouvillon) biomagpure 48 reactions



Description :

- ✓ Kit d'extraction d'acides nucléiques prêts à l'emploi pour automate BiomagPure 12
- ✓ Purification des ADN et/ou ARN par billes magnétiques, efficace et reproductible
- ✓ Chaque kit d'extraction contient l'ensemble des réactifs et des consommables nécessaires (pointes inclus) à la purification de 48 échantillons
- ✓ Type d'échantillon : Brosses cervicales ou écouvillons en milieu liquide (type Hologic)
- ✓ Acides nucléiques extraits : ADN Papillomavirus Humain (HPV)

Unité de vente :

1kit de 48 réactions