


FICHE TECHNIQUE

Référence	490106
Désignation	Kit extraction adn genomique (tissus ffpe) biomagpure 48 reactions



Description :

- ✓ Kit d'extraction d'acides nucléiques prêts à l'emploi pour automate BiomagPure 12
- ✓ Purification des ADN et/ou ARN par billes magnétiques, efficace et reproductible
- ✓ Chaque kit d'extraction contient l'ensemble des réactifs et des consommables nécessaires (pointes inclus) à la purification de 48 échantillons
- ✓ Type d'échantillon : Tissus fixés au formol ou inclus en paraffine (FFPE)
- ✓ Acides nucléiques extraits : ADN génomique échantillons FFPE

Unité de vente :

1kit de 48 réactions