


## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	490108
<b>Désignation</b>	Kit extrac. a arn/adn virus bact. pathogenes (serum plasma) biomagpure 48 rxns



### Description :

- ✓ Kit d'extraction d'acides nucléiques prêts à l'emploi pour automate BiomagPure 12
- ✓ Purification des ADN et/ou ARN par billes magnétiques, efficace et reproductible
- ✓ Chaque kit d'extraction contient l'ensemble des réactifs et des consommables nécessaires (pointes inclus) à la purification de 48 échantillons
- ✓ Type d'échantillon : Serum, plasma et autres fluides acellulaires
- ✓ Acides nucléiques extraits : ADN/ARN bactéries et virus pathogènes - Kit A

### Unité de vente :

1kit de 48 réactions