


FICHE TECHNIQUE

Référence	490109
Désignation	Kit extrac. b arn/adn virus bact. pathogenes (ecouvillons) biomagpure 48 rxns



Description :

- ✓ Kit d'extraction d'acides nucléiques prêts à l'emploi pour automate BiomagPure 12
- ✓ Purification des ADN et/ou ARN par billes magnétiques, efficace et reproductible
- ✓ Chaque kit d'extraction contient l'ensemble des réactifs et des consommables nécessaires (pointes inclus) à la purification de 48 échantillons
- ✓ Type d'échantillon : Ecouvillons (échantillons riches en cellules)
- ✓ Acides nucléiques extraits : ADN/ARN bactéries et virus pathogènes - Kit B

Unité de vente :

1kit de 48 réactions