


FICHE TECHNIQUE

Référence	490111
Désignation	Kit extraction adn genomique de plantes et champignons biomagpure 48 reactions



Description :

- ✓ Kit d'extraction d'acides nucléiques prêts à l'emploi pour automate BiomagPure 12
- ✓ Purification des ADN et/ou ARN par billes magnétiques, efficace et reproductible
- ✓ Chaque kit d'extraction contient l'ensemble des réactifs et des consommables nécessaires (pointes inclus) à la purification de 48 échantillons
- ✓ Type d'échantillon : Plantes (feuilles, graines et spores) et tissus fongiques - jusqu'à 100 mg de tissu
- ✓ Acides nucléiques extraits : ADN génomique de plantes et de champignons

Unité de vente :

1kit de 48 réactions