

FICHE TECHNIQUE

Référence	4906508
Désignation	Tube en santoprene



Description :

- ✓ Pour pompes péristaltiques
- ✓ Bonne résistance mécanique et chimique
- ✓ Souple et robuste
- ✓ Non toxique
- ✓ Utilisable de -50°C à +135°C
- ✓ Réponds aux normes FDA et classe VI
- ✓ Tuyaux 39 cm munis de 2 cavaliers
- ✓ Coloris des cavaliers : gris
- ✓ \varnothing int. 1,3 mm
- ✓ \varnothing ext. 3 mm
- ✓ Epaisseur 0,85 mm

Unité de vente :

6 Tubes en santoprene