
Tween®20

PCT1310

Culture végétale testée

Étiquette d'un produit

CAS No.	:	9005-64-5
EC No.	:	500-018-3
HS Code	:	3402 13 00
Espace de rangement	:	< 30°C
Durée de vie	:	3 années

Spécification techniques

Apparence	:	Liquide visqueux et huileux de couleur jaune à ambrée
Solubilité	:	1 mL miscible dans 1 mL d'eau
Valeur hydroxyle	:	96 - 108
Indice de saponification	:	40 - 50
Indice d'acide	:	<=2.0%
L'eau (K.F.)	:	<=3.0%
Culture végétale testée	:	Passé

Information sur la sécurité

UN No.	:	Marchandises non dangereuses
Classer	:	-
Groupe d'emballage	:	-
RTECS	:	TR7400000
WGK	:	1