

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	490942
<b>Désignation</b>	Boîte à gants



### Description :

- ✓ Pour la manipulation d'échantillons en toute sécurité et à l'abri des contaminations
- ✓ Chambre en acrylique (PMMA) transparent cadre en aluminium léger et rigide
- ✓ Fond de la chambre en PE
- ✓ Résistant à des températures de - 20 °C à + 70 °C
- ✓ Poids léger 14 kg
- ✓ Hermétique
- ✓ Connecteur de remplissage pour gaz avec valve à fermeture automatique
- ✓ Dimensions ext. l x h x p : 890 x 700 x 600 mm
- ✓ Dimensions int. l x h x p : 850 x 500 x 540 mm
- ✓ Charge max. environ 40 kg
- ✓ Livrée avec connexion rapide, olive et gants taille 9

### Unité de vente :

1 boîte à gants